

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrg4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwg1

Número de artículo: CM0025628

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la neuroregulina-4 humana (NRG4). Adecuado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta de investigación para estudios de señalización de la tirosina quinasa ERBB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NRG4
Observaciones/Alias	HRG4; NRG4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	145957
GeneID	145957
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la NRG4 humana (NP_612640.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WWG1
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo