


Anticuerpo Policlonal Anti-Nrip1 Para Wb, Elisa - P48552

Número de artículo: CM0025175



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NRIP1 (RIP140), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta NRIP1 humano y de ratón, un corregulador transcripcional implicado en el ritmo circadiano y el desarrollo renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8204
GeneID	8204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 939-1158 del NRIP1 humano (NP_003480.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48552
Peso proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo