

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrip2 Para Wb, Elisa - Q9Bqi9

Número de artículo: CM0016869

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NRIP2 humano (proteína 2 interactuante con el receptor nuclear), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRIP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NRIP2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	83714
ID del gen	83714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-281 de NRIP2 humano (NP_113662.1)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BQI9
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo