


Anticuerpo Policlonal Anti-Nrp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60462

Número de artículo: CM0029180



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Neuropilina-2 humana (NRP2/VEGF165R2). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta dianas humanas, de ratón y de rata. Para aplicaciones de investigación vascular y neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8828
ID del Gen	8828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-219 de la NRP2 humana (NP_957718.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60462
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo