


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrxn1 Para Wb, Elisa - P58400 / Q9ULb1

Número de artículo: CM0012933



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NRXN1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconocer la neurexina-1-beta humana y de ratón, una molécula de adhesión sináptica clave implicada en la formación de sinapsis. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRXN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9378
GeneID	9378
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-310 de la NRXN1 humana (NP_001129131.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Peso de la proteína	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
Envío	Bolsa de hielo