

Anticuerpo Policlonal Anti-Nrxn3 Para Wb, Elisa - Q9Hdb5/Q9Y4C0

Número de artículo: CM0016018

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NRXN3 humano, reactivo con humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar el papel de la neurexina-3 en la adhesión sináptica y la modulación de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRXN3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C14orf60; NRXN3
Especie	Humano
GenelD (humano)	9369
GenelD	9369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-432 de NRXN3 humano (NP_620426.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
Peso Proteico	43kDa/47kDa/50kDa/69kDa/117kDa/153kDa/180kDa
Envío	Bolsa de hielo