


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsa2 Para Wb Y Elisa - 095478

Número de artículo: CM0015447



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NSA2 humano (TINP1/HCLG1), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo NSA2
Observaciones/Alias	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10412
ID del Gen	10412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de NSA2 humano (NP_055701.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95478
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo