

Anticuerpo Policlonal Anti-Nsd1 Para Wb Y Elisa - Q96L73

Número de artículo: CM0026113



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NSD1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta NSD1 en muestras humanas y de ratón, dirigido a la histona metiltransferasa implicada en la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64324
ID de Gen	64324
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-260 de NSD1 humano (NP_071900.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96L73
Peso Proteico	297kDa
Envío	Bolsa de hielo