


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsd2/Whsc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Número de artículo: CM0030375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WHSC1/NSD2, una histona metiltransferasa. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón. Para estudios de biología epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WHSC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7468
GeneID	7468
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de WHSC1 humano (NP_579877.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O96028
Peso proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo