


## Anticuerpo Policlonal Anti-Nsd3/Whsc1L1 Para Wb, Elisa - Q9Bz95

Número de artículo: CM0019754



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NSD3/WHSC1L1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Útil para estudiar las marcas epigenéticas H3K4me2 y H3K27me2 en la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID de Gen           | 54904                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-590 del NSD3/WHSC1L1 humano (NP_075447.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9BZ95                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 162kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |