


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nsdhl Para Wb, Elisa - Q15738

Número de artículo: CM0003200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NSDHL de grado de investigación validado para WB y ELISA. Se dirige al NSDHL humano (Q15738), una esteroil-4-alfa-carboxilato 3-deshidrogenasa implicada en la biosíntesis de colesterol y el tráfico de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSDHL Rabbit mAb
Observaciones/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Especie	Humano
GeneID	50814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 del NSDHL humano (NP_057006.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15738
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo