

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsf Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Número de artículo: CM0016897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a NSF humana (ATPasa de fusión de vesículas) validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de tráfico de vesículas y función del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NSF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4905
ID del gen	4905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 251-400 de NSF humana (NP_006169.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46459
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo