

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsfl1C (P47) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

Número de artículo: CM0025325



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NSFL1C/p47 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del Golgi, mitosis y relacionada con VCP.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NSFL1C Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen (Humano) | 55968                                                                                                                             |
| ID del Gen          | 55968                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de NSFL1C humano (NP_057227.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9UNZ2                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |