

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iy1

Número de artículo: CM0025783



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NSL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta la proteína asociada al cinetocoro humana NSL1, crucial para la alineación y segregación de los cromosomas mitóticos. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cinetocoro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DC8, MIS14, C1orf48, NSL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	25936
GeneID	25936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-281 del NSL1 humano (NP_056286.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96IY1
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo