

Anticuerpo Policlonal Anti-Nsrp1 Para Wb, Elisa - Q9H0G5

Número de artículo: CM0022667

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NSRP1 (CCDC55/NSrp70), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre el empalme de pre-ARNm y la dinámica de las manchas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NSRP1
Observaciones/Alías	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de NSRP1 humano (NP_115517.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0G5
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo