

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsun3 Para Wb Y Elisa - Q9H649

Número de artículo: CM0016153

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NSUN3 humano, una metiltransferasa de tRNA mitocondrial asociada con COXPD48. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSUN3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	63899
ID del Gen	63899
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de NSUN3 humano (NP_071355.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H649
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo