


Anticuerpo Policlonico Anti-Nsun5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P11

Número de artículo: CM0025617



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a NSUN5 humana (NOL1/p120), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Investiga el papel de la 28S ARNr metiltransferasa en la traducción proteica, el desarrollo y el síndrome de Williams-Beuren.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NSUN5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55695
GeneID	55695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-429 de NSUN5 humano (NP_060514.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P11
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo