

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nt5E/Cd73 - P21589

Número de artículo: CM0006191



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra NT5E/CD73 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de actividad nucleotidasa e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo NT5E/CD73
Observaciones/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4907
GeneID	4907
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-547 de NT5E/CD73 humano (NP_002517.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21589
Peso Proteico	57kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo