


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ntf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Número de artículo: CM0029393



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce NTF3 humano (Neurotrofina-3) para Western blot, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de supervivencia neuronal y factores neurotróficos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NTF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4908
ID de Gen	4908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-257 de NTF3 humano (NP_002518.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20783
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo