


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ntpcr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Número de artículo: CM0018617



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NTPCR validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta NTPCR humano y de ratón, una nucleósido-trifosfatasa relacionada con el cáncer. Ideal para investigaciones sobre el metabolismo de nucleótidos y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NTPCR
Observaciones/alias	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Especie	Humano
GeneID (humano)	84284
GeneID	84284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 91-190 de NTPCR humano (NP_115700.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9BSD7
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo