

Anticuerpo Policlonal Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Número de artículo: CM0020772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a NTRK1, NTRK2, NTRK3. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización de neurotrofinas y desarrollo de ensayos de neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo NTRK1/NTRK2/NTRK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-796 de NTRK1/NTRK2/NTRK3 humano (NP_002520.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Envío	Bolsa de hielo