

Anticuerpo Policlonal Anti-Nts Para Wb, If-P, Elisa - P30990

Número de artículo: CM0015218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NTS humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la neurotensina en el metabolismo de las grasas y la contracción del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NTS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4922
GeneID	4922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-148 de NTS humano (NP_006174.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P30990
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo