

Anticuerpo Policlonal Anti-Ntsr1 Para Wb Y Elisa - P30989

Número de artículo: CM0028068



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de neurotensina de alta afinidad tipo 1 (NTSR1) validado para WB y ELISA, reactivo con humanos y ratones. Adecuado para aplicaciones de investigación en señalización por GPCR y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NTSR1 Rabbit pAb
Notas/Alias	NTR; NTSR1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4923
ID del Gen	4923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de la NTSR1 humana (NP_002522.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30989
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo