

Anticuerpo Policlonal Anti-Nuak1 De Conejo Para Wb, Elisa - O60285

Número de artículo: CM0018934

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la quinasa NUA1/ARK5 humana, validado para aplicaciones de inmunotransferencia (western blot) y ELISA. Detecta proteínas tanto humanas como de rata; ideal para investigar vías de adhesión celular, senescencia y progresión del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUAK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARK5, NUA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9891
GeneID	9891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-661 de NUA1 humano (NP_055655.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60285
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo