

Anticuerpo Policlonal Anti-Nuak2 Para If/Icc - Q9H093

Número de artículo: CM0023960

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUA2 (SNARK) humano, validado para inmunofluorescencia/inmunocitoquímica. Utilizado en investigación sobre apoptosis, migración celular, señalización Hippo y desarrollo del tubo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUAK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUAK2; SNARK; Quinasa 2 de la familia NUA
Especie	humano
GeneID (Humano)	81788
GeneID	81788
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H093
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo