


Anticuerpo Policlonal Anti-Nub1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5A7

Número de artículo: CM0018792



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NUB1 validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Objetivo NEDD8 ultimate buster 1, un regulador a la baja del sistema de conjugación NEDD8, adecuado para la investigación de degradación del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51667
GeneID	51667
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del IFT140 humano (NP_001350458.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5A7
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo