

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Nubp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53384

Número de artículo: CM0020059

Introducción

Anticuerpo Policlonales de Conejo contra NUBP1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige al factor de ensamblaje del grupo Fe-S citosólico NUBP1, presenta reactividad cruzada con Humano, Ratón y Rata. Ideal para estudiar la biogénesis de proteínas de hierro-azufre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUBP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4682
GeneID	4682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-320 de la NUBP1 humana (NP_002475.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53384
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo