

Anticuerpo Policlonal Anti-Nucb2 Para Wb, Elisa - P80303

Número de artículo: CM0014253

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUCB2 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de la homeostasis del calcio, el metabolismo energético y la señalización de proteínas G. Reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUCB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4925
GeneID	4925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-420 de NUCB2 humana (NP_005004.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P80303
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo