

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nucks1 Para Wb Y Elisa - Q9H1E3

Número de artículo: CM0022402

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NUCKS1 de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la reparación del ADN mediante recombinación homóloga y la dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUCKS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JC7; NUCKS; NUCKS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	64710
GeneID	64710
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de NUCKS1 humano (NP_073568.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H1E3
Peso molecular	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo