


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína De La Matriz Nuclear P84 (Thoc1) Para Wb, Ip, Elisa - Q96Fv9

Número de artículo: CM0011268



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1) con acceso SWISS Q96FV9. Adecuado para western blot, inmunoprecipitación y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Investiga el complejo TREX y la apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1)                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1)                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                                          |
| ID del Gen (Humano) | 9984                                                                                                                                                                            |
| ID del Gen          | 9984                                                                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1) humana (NP_005122.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q96FV9                                                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 76kDa                                                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                                  |