


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteína De La Matriz Nuclear P84 (Thoc1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Número de artículo: CM0027912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THOC1/p84 humano (76kDa). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Explora la exportación de mRNA, apoptosis, cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Proteína de la Matriz Nuclear p84 (THOC1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	9984
GeneID	9984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 428-657 de la Proteína de la Matriz Nuclear p84 humana (NP_005122.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FV9
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo