

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nucleobindina-1 (Nucb1) Para Wb Y Elisa - Q02818

Número de artículo: CM0021541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la nucleobindina-1 humana (NUCB1/CALNUC), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigar las funciones de las proteínas de unión a calcio del aparato de Golgi y la señalización por proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NUCB1 Rabbit pAb
Notas/Alias	NUC; CALNUC; NUCB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-461 de la NUCB1 humana (NP_006175.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q02818
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo