

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nucleolina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19338

Número de artículo: CM0002390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Nucleolina humana (C23), aplicable para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de la biogénesis de la cromatina y los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nucleolina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C23; Nsr1; Nucleolina
Especie	Humano
ID de Gen	4691
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19338
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo