

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nucleolina (Ncl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Número de artículo: CM0025732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NCL de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la nucleolina humana y de ratón, una proteína nucleolar principal. Ideal para investigación en cromatina y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NCL
Observaciones/Alias	C23; Nsr1; NCL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-466 de la NCL humana (NP_005372.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19338
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo