

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nucleofosmina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Número de artículo: CM0008538



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-nucleofosmina validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación sobre biogénesis de ribosomas, duplicación de centrosomas y regulación de supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nucleofosmina Conejo mAb
Observaciones/Alias	B23; NPM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4869
GeneID	4869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 9-122 de NPM1 humano (NP_001238905.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06748
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo