


Anticuerpo Policlonal Anti-Nudc Para Wb, Elisa - Q9Y266

Número de artículo: CM0027519



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUDC humano (proteína de migración nuclear nudC), validado para WB y ELISA. Adecuado para detectar NUDC en muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante, 38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NUDC
Observaciones/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10726
GeneID	10726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-331 de NUDC humano (NP_006591.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y266
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo