

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nudc Para Wb Y Elisa - Q9Y266

Número de artículo: CM0009737



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra NUDC humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NUDC de ratón y rata. Ideal para estudiar la mitosis, la citocinesis y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUDC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10726
GeneID	10726
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 232-331 del NUDC humano (Q9Y266).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y266
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo