

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nudel/Ndel1 Para Wb, Elisa - Q9Gzm8

Número de artículo: CM0010254



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-NUDEL/NDEL1 validado para Western blot y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurodesarrollo, organización citoesquelética y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUDEL/NDEL1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	81565
ID del Gen	81565
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de la proteína humana NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZM8
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo