

Anticuerpo Policlonal Anti-Nudt15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Número de artículo: CM0027182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUDT15 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de nucleótidos, la respuesta a fármacos tiopurínicos y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NUDT15
Observaciones/Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Especie	Humano
GeneID (humano)	55270
GeneID	55270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de NUDT15 humano (NP_060753.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NV35
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo