

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nudt15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Número de artículo: CM0013311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUDT15 humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de nucleótidos, respuesta a fármacos tiopúricos y síntesis de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUDT15 Rabbit pAb
Notas / Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Especie	Humana
GeneID (Humana)	55270
GeneID	55270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de NUDT15 humana (NP_060753.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NV35
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo