

Anticuerpo Policlonico Anti-Nudt16 Para Wb, Elisa - Q96De0

Número de artículo: CM0021023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUDT16, una enzima descapante del U8 snoRNA y desinfectante del pool de nucleótidos. Validado para WB y ELISA en humanos y ratones. Ideal para estudios de metabolismo de ARN y control de calidad de ácidos nucleicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUDT16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUDT16
Especie	Humano
ID del Gen	131870
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-130 de NUDT16 humano (NP_689608.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96DE0
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo