

Anticuerpo Policlonal Anti-Nudt18 Para Wb, Elisa - Q6Zvk8

Número de artículo: CM0028240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUDT18 humano (MTH3), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación de daño en ADN/ARN y metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NUDT18
Observaciones/Alias	MTH3; NUDT18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79873
GeneID	79873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de NUDT18 humano (NP_079091.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZVK8
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo