

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nudt19 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - A8Mxv4

Número de artículo: CM0002662

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NUDT19 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con humanos y ratas. Dirigido a la acil-CoA difosfatasa peroxisomal NUDT19, que participa en la hidrólisis de ácidos grasos y ésteres de CoA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-NUDT19 de conejo
Notas / Alias	RP2; NUDT19
Especie	Humano
ID del gen	390916 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	A8MXV4
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo