

Anticuerpo Policlonal Anti-Nudt2 Para Wb, Elisa - P50583

Número de artículo: CM0026982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NUDT2 validado para WB y ELISA. Reconoce NUDT2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la hidrolasa Ap4A, la decapsulación de ARN y trastornos neurológicos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUDT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	APAH1; IDDPN; NUDT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	318
GeneID	318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de NUDT2 humano (NP_001152.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50583
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo