

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nudt21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43809

Número de artículo: CM0029014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUDT21 para Western blot, IHC y ELISA. Detecta NUDT21 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la escisión y poliadenilación del pre-ARNm, y para la investigación en poliadenilación alternativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUDT21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPSF5; CFIM25; NUDT21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11051
GeneID	11051
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 de NUDT21 humano (NP_008937.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43809
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo