


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nudt5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukk9

Número de artículo: CM0002278



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra NUDT5 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. NUDT5 es una pirofosfatasa de azúcar ADP implicada en la síntesis de ATP nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUDT5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	YSA1; YSA1H; YSAH1; hNUDT5; NUDT5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	11164
GenelD	11164
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del NUDT5 humano (Q9UKK9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKK9
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo