

Anticuerpo Policlonal Anti-Nudt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53370

Número de artículo: CM0018311



Introducción

NUDT6 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra la NUDT6 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. La NUDT6 hidroliza NADH y FAD y puede regular la proliferación celular, lo que la hace valiosa para estudios de metabolismo de nucleótidos y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUDT6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11162
GeneID	11162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-316 de la NUDT6 humana (NP_009014.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P53370
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo