


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nuf2 Para Wb, Elisa - Q9Bzd4

Número de artículo: CM0003012



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NUF2 de alta calidad, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con NUF2 humano, una proteína del cinetocoro esencial para la segregación cromosómica; peso molecular predicho 54kDa. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Especie	Humano
GeneID	83540
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NUF2 humano (Q9BZD4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZD4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo