


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Numa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14980

Número de artículo: CM0011410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a NUMA1 humana (NMP-22), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de huso mitótico y matriz nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-NUMA1 de conejo
Observaciones/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4926
GeneID	4926
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 2000-2100 de NUMA1 humana (Q14980).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14980
Peso de la proteína	238kDa
Envío	Bolsa de hielo