


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Numa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14980

Número de artículo: CM0015396



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUMA1 humano (proteína 1 del aparato mitótico nuclear, NMP-22). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica del huso mitótico y la organización de la matriz nuclear.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | NUMA1 pAb de conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | NUMA; NMP-22; NUMA1                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (humano) | 4926                                                                                                                             |
| ID del gen          | 4926                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de NUMA1 humano (NP_006176.2) |
| Origen              | conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q14980                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 238 kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |